

**MODIFIKASI INFUS PUMP DILENGKAPI DENGAN
PENGATURAN DOSIS BERDASARKAN BERAT BADAN
PASIEN BERBASIS MIKROKONTROLLER AT89S51**



**Disusun Oleh :
LESTARI PRATIWI
NIM : P27 838 009 085**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
SURABAYA
2012**